

# VERMEIREN

Příručka pro údržbu  
Chodítka





# 1 Obsah

<b>1</b>	<b>Obsah.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Údržba.....</b>	<b>2</b>
2.1	Intervaly údržby.....	2
2.2	Přeprava a skladování .....	2
2.3	Čištění.....	3
2.3.1	Kola .....	3
2.3.2	Sedadlo .....	3
2.3.3	Plastové části .....	3
2.3.4	Rám.....	3
2.4	Kontrola.....	3
2.5	Dezinfekce .....	4
2.6	Opětovné použití .....	4
2.7	Konec používání .....	4

## 2 Údržba

Vaše chodítka vyžaduje minimální údržbu, ale je vhodné jej pravidelně kontrolovat, abyste jej mohli roky bezporuchově používat.

### 2.1 Intervaly údržby



POZOR

Riziko zranění a poškození

Opravy a výměny smějí provádět pouze vyškolené osoby. Přitom je třeba používat pouze originální náhradní díly společnosti Vermeiren.

- i** Servisní intervaly závisejí na intenzitě a frekvenci používání. Požádejte svého prodejce o společnou dohodu na rozvrhu kontrol/údržby/oprav.

#### *Před každým použitím*

Zkontrolujte následující:

- Všechny součástky: přítomné a nepoškozené či opotřebené.
- Všechny součástky: čisté, viz § **Error! Reference source not found.**
- Kola, držadla, sedadlo, opěradlo (případná): dobré zajištění.
- Stav kol, viz § **Error! Reference source not found.**
- Stav brzd: fungují správně.
- Stav součástí rámu: žádná deformace, nestabilita, zeslabení nebo uvolněné spoje.
- Sedadlo (případná): bez nadměrného opotřebením (např. promáčknutá místa, poškození nebo roztržení).

Pro případné opravy či výměny částí se obraťte na svého odborného prodejce.

#### *Ročně nebo častěji*

Toto chodítka nechte u odborného prodejce ke kontrole a provedení servisu alespoň jednou ročně nebo častěji (viz § **Error! Reference source not found.**). Minimální četnost údržby závisí na používání, a proto by měla být společně dohodnuta s vaším odborným prodejcem.

### 2.2 Přeprava a skladování

Při přepravě a skladování chodítka postupujte podle následujících instrukcí:

- Skladujte v suchém prostředí, aby se zabránilo růstu plísní nebo poškození čalounění (teplota mezi +5 ° C a +41 ° C, vlhkost mezi 30% a 70%).
- Proveďte dostatečné zakrytí či zabalení, abyste chránili chodítka před korozi a cizími látkami (jako jsou slaná voda, mořský vzduch, písek a prach).
- Všechny odstraněné části skladujte společně na jednom místě (nebo je v případě potřeby označte), aby se při opětovné montáži zabránilo smíchání s jinými výrobky.
- Komponenty musí být skladovány, aniž by byly vystaveny zatížení: chodítka nevytvářejte přílišnému tlaku, nezavěšujte na něj předměty...

## 2.3 Čištění

### 2.3.1 Kola

- i** Správná funkce brzd závisí na stavu pneumatik, který se může měnit kvůli opotřebením a znečištění (voda, olej, bláto atd.).

Udržujte kola bez drátů, vlasů, písku a vláken.

### 2.3.2 Sedadlo

- Vyčistěte sedák hadříkem navlhčeným v teplé vodě. Ujistěte se, že sedák nenamáčíte.
- K odstranění odolných nečistot použijte jemný čisticí prostředek.
- Skvrny můžete odstranit pomocí houbičky nebo měkkého kartáče.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, jako jsou rozpouštědla, ani tvrdé kartáče a ostré předměty.
- Nikdy nečistěte párou a / nebo tlakem.

### 2.3.3 Plastové části

Plastové části vašeho chodítka čistěte komerčními čistícími prostředky. Dodržujte prosím specifické informace o produktu. Používejte pouze měkký kartáč nebo houbu. Příkladem plastových dílů jsou držadla, kola, ... .

### 2.3.4 Rám

Vysoká kvalita povrchu zaručuje optimální ochranu proti korozi. Pokud je vrchní vrstva poškozena poškrábáním nebo jiným způsobem, požádejte svého odborného prodejce o opravu zasaženého povrchu.

Při čištění používejte pouze teplou vodu, běžné domácí čisticí prostředky a měkké kartáče nebo hadříky. Zajistěte, aby se do vnitřní části trubek nedostala voda.

## 2.4 Kontrola

Všechny následující kontroly musí provádět a dokumentovat oprávněné osoby:

- Zkontrolujte části rámu a zavěšené trubky, zda nejsou zdeformované, prasklé nebo nemají narušené funkce.
- Vizuálně zkontrolujte poškození laku (nebezpečí koroze).
- Zkontrolujte funkčnost kol (volný chod, vodorovné naklání, vůle na nápravu, stav ráfků atd.).
- Zkontrolujte pevnost a usazení všech šroubů.
- Zkontrolujte množství oleje na kovových kloubech pohyblivých částí.
- Zkontrolujte stav a bezpečnost náprav řídicích kol.
- Vizuálně zkontrolujte, zda žádné plastové díly nejsou prasklé.
- Zkontrolujte funkčnost zádové opěrky a sedáku (zamykání, zatížení, deformace, opotřebením způsobené zátěží).
- Zkontrolujte funkčnost všech seřizovacích mechanismů, pák a seřizovacích šroubů.
- Zkontrolujte funkčnost jiných odnímatelných částí (například: montáž zádové opěrky, koše atd.).
- Otestujte funkčnost kabelů (zalomení, průnik cizích dílů), pák a seřizovačů.
- Kompletní dodání, návod k použití?

Servis musí být z plánu údržby ohlášen, pokud bylo zkontrolováno minimum všech výše uvedených aspektů.

## 2.5 Dezinfekce

**POZOR**

Riziko poškození

- Dezinfekci mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Poradte se se svým prodejcem.
- Měli byste nosit vhodný ochranný oděv, protože dezinfekční prostředky by mohly dráždit vaši pokožku. Za tímto účelem byste také měli vzít na vědomí informace o produktech k tomu používaných.

**CS**

Všechny části chodítka mohou být ošetřeny běžným domácím dezinfekčním prostředkem.

Všechny kroky k dezinfekci rehabilitační pomůcky, jejích součástí nebo jiných částí příslušenství se zaznamenají do registračního formuláře obsahujícího alespoň tyto informace:

Datum dezinfekce	Důvod	Specifikace	Látka a koncentrace	Podpis
------------------	-------	-------------	---------------------	--------

Tabulka 1: Příklad dezinfekční knihy

### Použité zkratky:

**V = Podezření na infekci****IF = Infekční případ****W = Opakování****I = Inspekce**

Pokud máte dotazy týkající se dezinfekce, obraťte se na svého odborného prodejce. Rád vám pomůže.

## 2.6 Opětné použití

Před každým opětným použitím nechte chodítka dezinfikovat, zkontrolovat a opravit podle pokynů v této příručce.

## 2.7 Konec používání

Po skončení životnosti musí být invalidní vozík zlikvidován podle místní legislativy pro životní prostředí. Nejlepším způsobem likvidace je rozebrání invalidního vozíku pro usnadnění přepravy recyklovatelných součástí.

Obraťte se na místní likvidační středisko nebo produkt vraťte odbornému prodejci. Bude jej moci poslat zpět výrobci, který ho řádně zlikviduje a recykluje.

Obalové materiály lze odevzdat do sběrných nebo recyklačních center nebo k vašemu specializovanému prodejci.





Vermeiren GROUP NV  
Vermeirenplein 1 / 15  
2920 Kalmthout  
BE

website: [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

### **Pokyny pro specializovaného prodejce**

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého prodaného produktu.

Verze: A, 2020-01

### **Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.**

Šíření jakékoliv části tohoto katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm nebo jiný způsob) bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování, duplikace či distribuce prostřednictvím elektronických systémů je zakázáno.